



defibrillatorok.hu

Nagacomp Kft.








H-2096 Üröm, Kossuth L. u. 1.

Ügyfélszolgálat: H-1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b.

Telefon: +36 1 444 9 112

Mobil: 06 20 805 7017

Nytsz: OGYÉI/1239-9/2021; Nytsz: B/2020/004399

| AED Defibrillátor | Beszerzési ár (listaár) | Származási ország | Fenntartási költség 10 év során | Elektróda élettartam és ár | Elem élettartam és ár | Előnyök | Hátrányok |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| Bexen Reanibex 100 | nettó: 412.650, HUF bruttó: 524.066, HUF |  Spanyolország | 253.784, HUF+ÁFA 3 db elektróda 2 db elem | 2,5 év 26.600, HUF+ÁFA | 4 év 86.992, HUF+ÁFA | - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) - NFC adatátvitel - Kedvező ár | Max 200J energialeadás |
| CardiacScience PowerHeart G5 | nettó: 764.954, HUF bruttó: 971.492, HUF |  USA | 588.306, HUF+ÁFA 4 db elektróda 2 db elem | 2 év 40.833, HUF+ÁFA | 4 év 197.487, HUF+ÁFA | - Prémium minőség és tudás - Stabil megbízható gyári háttér - Aktív CPR érzékelés - NATO megfelelés | - Magas fenntartási költségek |
| CardiAid AED | nettó: 905.961, HUF bruttó: 1.150.570, HUF |  Dánia | 674.532, HUF+ÁFA 4 db elektróda 4 db elem | 2 év 53.236, HUF | 2 év 115.397, HUF+ÁFA | - | - Nagyon drága fenntartási költség |
| CU Medical I-Pad SP1 | nettó: 479.528, HUF bruttó: 609.000, HUF |  Dél-Korea | 242.193, HUF+ÁFA 4 db elektróda 1 db elem | 2 év 31.694, HUF | 5 év 115.417, HUF+ÁFA | - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) | - Max 150J energialeadás |
| DefiSign LIFE PA-1 | nettó: 451.087, HUF bruttó: 572.880, HUF |  Franciaország | 292.940, HUF+ÁFA 3 db elektróda 1 db elem 1 db belső elem | 2,5 év 41.173, HUF | 5-6 év 104.421, HUF+ÁFA 5-6 év (belső elem) 65.000, HUF+ÁFA | - Három nyelvű készülék - 10 év garancia | - Nagyobb odafigyelést igénylő eszköz - Max 200J energialeadás |
| HeartSine Samaritan PAD 350P,360P | nettó: 514.500, HUF bruttó: 653.415, HUF |  UK | 133.350, HUF+ÁFA 2 db PAD-PAK | PAD-PAK Elem és elektróda egyben 4 év 66.675, HUF+ÁFA | - Alacsony fenntartási költségek - IP56 besorolás | - Max 200J energialeadás - 3 havonta kötelező felhasználói ellenőrzés egy gyártási hiba miatt!!! | |
| HeartSine Samaritan PAD 500P | nettó: 619.500, HUF bruttó: 786.765, HUF |  UK | 133.350, HUF+ÁFA 2 db PAD-PAK | PAD-PAK Elem és elektróda egyben 4 év 66.675, HUF+ÁFA | - Alacsony fenntartási költségek - IP56 besorolás | - Max 200J energialeadás - 3 havonta kötelező felhasználói ellenőrzés egy gyártási hiba miatt!!! | |



Certified by ISO 9001
QM HU 1 29 1468 24
www.ecomcert.org



defibrillatorok.hu

Nagacomp Kft.








H-2096 Üröm, Kossuth L. u. 1.

Ügyfélszolgálat: H-1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b.

Telefon: +36 1 444 9 112

Mobil: 06 20 805 7017

Nytsz: OGYÉI/1239-9/2021; Nytsz: B/2020/004399

| AED Defibrillátor | Beszerzési ár (listaár) | Származási ország | Fenntartási költség 10 év során | Elektróda élettartam és ár | Elem élettartam és ár | Előnyök | Hátrányok |
|------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------|---|---|
| INNOMED CardioAid-1 | nettó: 385.650,HUF bruttó: 488.950, HUF |  Magyarország | 240.600, HUF+ÁFA 4 db elektróda 2 db elem | 2 év 23.900, HUF+ÁFA | 4 év 72.500, HUF+ÁFA | - Max 360J energialeadás - Alacsony ár | - Bizonytalan elem élettartam - Gyakori elem/szoftver hiba |
| LIFEPAK CR2 | nettó: 989.625,HUF bruttó: 1.256.824, HUF |  USA | 531.878, HUF+ÁFA 2 db elektróda 2 db elem | 4 év 82.530, HUF | 4 év 183.409, HUF+ÁFA | - Max 360J energialeadás - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) | - Magas ár - Magas fenntartási költség |
| LIFEPAK 1000 | nettó: 1.339.540,HUF bruttó: 1.701.215, HUF |  USA | 307.143, HUF+ÁFA 4 db elektróda 1 db elem | 2 év 26.146, HUF | 5 év 202.559, HUF+ÁFA | - Max 360J energialeadás - Fél professzionális AED | - Minimális laikus felhasználó támogatás (pl. Metronóm hang hiánya) |
| MEDIANA HeartOn A15 | nettó: 480.000,HUF bruttó: 609.600, HUF |  Dél-Korea | 180.000, HUF+ÁFA 4 db elektróda 1 db elem | 2 év 30.000, HUF | 5 év 60.000, HUF+ÁFA | - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) | - Max 200J energialeadás |
| MEDIANA HeartOn A16 | nettó: 450.945,HUF bruttó: 572.700, HUF |  Dél-Korea | 180.000, HUF+ÁFA 4 db elektróda 1 db elem | 2 év 30.000, HUF | 5 év 60.000, HUF+ÁFA | - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) | - Max 200J energialeadás |
| MINNDRAY BeneHeart CA1 | nettó: 474.071,HUF bruttó: 602.070, HUF |  KÍNA | 322.460, HUF+ÁFA 2 db elektróda 2 db elem | 4 év 48.930, HUF | 4 év 112.300, HUF+ÁFA | - Max 360J energialeadás - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) | - Kínai termék - Fogyóeszközök a tárolás/szállítás miatt gyakran rövidebb lejáratúak |
| M&B AED7000 | nettó: 259.000,HUF bruttó: 328.930, HUF |  KÍNA | 252.000, HUF 4 db elektróda 2 db elem | 2 év 28.000, HUF | 5 év 70.000, HUF | - | - Kínai termék - Fogyóeszközök a tárolás/szállítás miatt gyakran rövidebb lejáratúak |



Certified by ISO 9001
QM HU 1 29 1468 24
www.ecomcert.org



defibrillatorok.hu

Nagacomp Kft.

H-2096 Üröm, Kossuth L. u. 1.

Ügyfélszolgálat: H-1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b.

Telefon: +36 1 444 9 112

Mobil: 06 20 805 7017

Nytsz: OGYÉI/1239-9/2021; Nytsz: B/2020/004399

| AED Defibrillátor | Beszerzési ár (listaár) | Származási ország | Fenntartási költség 10 év során | Elektróda élettartam és ár | Elem élettartam és ár | Előnyök | Hátrányok |
|-------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------|---|---|
| Nihon Kohden | nettó: 470.000, HUF bruttó: 596.900, HUF |  Japán | 419.654, HUF+ÁFA 4 db elektróda 2 db elem | 2 év 38.937, HUF | 4 év 131.953, HUF+ÁFA | - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) | - Fogyóeszközök a tárolás/szállítás miatt gyakran rövidebb lejáratiúak - Max 200J energialeadás |
| PRIMEDIC PAD | nettó: 566.929, HUF bruttó: 720.000, HUF |  Németország | 444.462, HUF+ÁFA 3 db elektróda 3 db elem | 3 év 45.142, HUF | 3 év 103.012, HUF+ÁFA | - Max 360J energialeadás | - Magas fenntartási költségek |
| RADIAN HR-501 | Megszűnt forgalmazó |  Dél-Korea | NINCS ADAT | 2 év Nem szerezhető be | 4 év Nem szerezhető be | - | - Nem elérhetőek a fogyóanyagok. |
| RescueSam | nettó: 355.512, HUF bruttó: 451.500, HUF |  Olaszország | 170.236, HUF+ÁFA 4 db elektróda 2 db elem | 2 év 15.000, HUF | 4 év 55.118, HUF+ÁFA | - Kedvező ár | - Gyenge minőség - Nem előre csatlakoztatott elektródák. - Fix 200J energialeadás |
| SaverONE | nettó: 503.937, HUF bruttó: 640.000, HUF |  Olaszország | 569.516, HUF+ÁFA 4 db elektróda 6 db elem | 2 év 16.205, HUF | 1,5 év 84.116, HUF+ÁFA | - | - Nagyon gyenge minőség |
| SmartySaver | nettó: 275.591, HUF bruttó: 350.000, HUF |  Olaszország | 376.824, HUF+ÁFA 4 db elektróda 4 db elem | 2 év 21.630, HUF | 2 év 72.576, HUF+ÁFA | - Kedvező ár | - Nagyon gyenge minőség - Max 200J energialeadás |
| VIVEST X1 | nettó: 380.000, HUF bruttó: 482.600, HUF |  KÍNA | 429.200, HUF+ÁFA 4 db elektróda 2 db elem | 2 év 57.500, HUF+ÁFA | 4 év 99.600, HUF+ÁFA | - Univerzális kombinált elektróda (felnőtt/gyermek) | - Kínai termék - Rossz support - 10 év eszköz élettartam, azt követően nem használható a defibrillátor!!! |



Certified by ISO 9001
QM HU 1 29 1468 24
www.ecomcert.org



defibrillatorok.hu

Nagacomp Kft.



H-2096 Üröm, Kossuth L. u. 1.

Ügyfélszolgálat: H-1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b.

Telefon: +36 1 444 9 112

Mobil: 06 20 805 7017

Nytsz: OGYÉI/1239-9/2021; Nytsz: B/2020/004399

| AED Defibrillátor | Beszerzési ár (listaár) | Származási ország | Fenntartási költség 10 év során | Elektróda élettartam és ár | Elem élettartam és ár | Előnyök | Hátrányok |
|-------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Zoll AED Plus | nettó: 577.500,HUF bruttó: 733.425, HUF |  USA | 101.217, HUF+ÁFA 1 db elektróda 1 db elem | 5 év 81.817, HUF | 5 év 19.400, HUF+ÁFA | - Stabil gyártói háttér - Alacsony fenntartási költségek - Aktív CPR érzékelős „Z” elektróda | -- Max 200J energialeadás |
| Zoll AED 3 | nettó: 908.503,HUF bruttó: 1.153.800, HUF |  USA | 178.832, HUF+ÁFA 1 db elektróda 1 db elem | 5év 98.882, HUF | 5 év 79.950, HUF+ÁFA | - Stabil gyártói háttér - Univerzális kombinált, aktív CPR érzékelős felnőtt/gyermek elektróda | - Magas ár |